



Les tactiles.be

Les balises d'accessibilité de vos Tablettes et Smartphones

Utilisez l'ASSISTANT PAROLE pour communiquer sans parler.



Qu'est-ce que l'Assistant Parole :

Cette application a été conçue pour des personnes qui ont des difficultés à parler, mais qui sont capables de lire et d'écrire.

Elle est ergonomique et très simple à utiliser.

L'écran est séparé en quatre zones : la première est la zone d'édition où le texte s'affiche. Ensuite vous trouverez un bloc de touches à thème (général, nourriture, verbes, sentiment, etc.). Plus bas, une zone proposera une série de mots respectant le thème choisi (oui, non, s'il vous plaît, merci, etc.). Enfin un dernier bloc propose des touches qui permettent de lire les phrases que vous avez construites, mais aussi de les effacer, de les montrer en grand, de les éditer, sauvegarder et de les envoyer par mail.

Chaque bloc de touches permet un défilement pour accéder aux touches masquées.

Il existe 6 thèmes préconfigurés, mais vous aurez l'occasion d'en créer 6 autres. Vous pourrez facilement ajouter des phrases dans les thèmes existants.

Le mode « Montre » affiche la phrase que vous avez créée en grand sur l'écran avec cinq boutons de fonction :

Le premier actionne un carillon sonore qui permet d'attirer l'attention de l'interlocuteur. Vous trouverez également les boutons volume, parlez, envoyez la phrase et fermer.



Assistant
Parole
GRATUIT
sur le
PlayStore