

Les balises d'accessibilité de vos Tablettes et Smartphones

## Communication par pictogrammes avec TouchChat

En mode utilisateur, possibilité de :

- Choisir entre différentes tailles de grilles pré-faites pour des utilisateurs adultes ou enfants;
- Choisir une grille faisant appel au langage alphabétique uniquement ou utilisant l'alphabet et les pictogrammes (Symbolstix ou symboles Imagine);
- Conjuguer automatiquement les formes verbales;
- Accéder à un clavier alphabétique entièrement personnalisable;
- Accéder à certaines applications (Youtube, Whatsapp, Facebook, Messenger, X, Spotify, Gmail, Google ou iMessage);
- Associer un geste familier à une commande (ex : toucher avec deux doigts > aller à l'accueil) ;
- Utiliser des abréviations pour être plus rapide ;
- Sauvegarder plusieurs messages sous différentes cases ;
- Réduire le nombre de sélections nécessaires grâce à la prédiction WordPower qui suggère automatiquement les mots et expressions les plus pertinents;
- L'utiliser sur un petit support type iPhone;
- Choisir entre différentes langues possibles.



En mode éditeur, possibilité de :











































- Choisir différentes tailles de grilles pré-faites (jusqu'à 120 cases);
- Choisir différents types de grilles pré-faites (langage alphabétique uniquement ou pictogrammes et alphabet, grille « aphasie », etc.) et les personnaliser ;
- Gérer facilement la multitude d'items pré-encodés (les copier/coller, les changer de catégories);
- Agrandir la taille de la case sur la page;
- Modifier largement le style des cases/la page;

- Faire des modifications du cahier depuis un ordinateur Windows externe avec l'application gratuite Chat Editor;
- Créer des cases « prédiction » ;
- Personnaliser entièrement le clavier alphabétique;
- Bloquer l'accès aux modifications avec un code ;
- Enregistrer automatiquement les modifications ;
- Partager très facilement le cahier avec un autre iPad via Airdrop ou iTunes.

## Notre avis :

L'application TouchChat propose différents types de grilles, certaines incluant l'achat intégré du module Wordpower. C'est cette version TouchChat HD avec Wordpower (version 60 cases) qui nous a le plus séduit. Cette version a en effet une incroyable prédiction de cases qui est sans nul doute le grand point fort de l'application. L'utilisateur a à peine choisi le pictogramme « je » et « avoir » que l'application lui propose déjà « envie, besoin, peur, terminé, pas, chaud, assez, etc. ». Rares sont les applications de communication avec pictogrammes qui proposent une telle prédiction. Ce module de prédiction est un achat intégré, mais il vaut la peine !

J'ai

Vocab									Menu
ABC 123	GENS 	QUESTION 	ACTIONS 	assez	LIEUX 	fini 	CATÉGORIE 	DÉCRIRE 	bien 
efface tout	faim 	soif 	mal 	difficulté 	aidé 	un	à	au	plus 
envie 	chaud 	froid 	besoin 	déjà	arrêté 	dit 	le	la	COULEUR 
ACTIONS A - Z	peur 	terminé 	beau- coup	fait 	écouté 	joué 	lu 	avec	et 
ici 	nous 	quelque chose	pu	mangé 	bu 	mis 	pris 	dans	
	vous 	pas	de	voulu 	regardé 	travaillé 	terminé 	vu 	tout

Il existe une version gratuite complète de 30 jours.

Notons aussi que :

- Au 1<sup>er</sup> coup d'œil, la mise en page peut déstabiliser car il y a beaucoup de cases de couleurs différentes. Après quelques jours de prise en main, l'utilisateur est tout à fait habitué.
- L'utilisateur a la possibilité d'utiliser le paramétrage de l'application contrôle par la tête ou la scission d'écran pour utiliser TouchChat sur un demi écran uniquement.
- Il est très facile de transférer un cahier d'une tablette à une autre en passant par Airdrop ou iTunes.
- La possibilité de pouvoir éditer depuis un ordinateur Windows via Chat Editor ;
- En mode édition, il n'est malheureusement pas possible de sélectionner plusieurs items en même temps ni de pouvoir vérifier si les modifications faites fonctionnent sans devoir repasser par le mode utilisateur. De même, il n'est pas possible non plus de rechercher directement une image sur internet.